


SECUCONTACT®

Cavalier DIPÔLE - Cavalier QUADRIPÔLE

10340

10342



Instructions de montage :

Positionner les fiches 1 dans le support 2.

Visser les écrous 3 sur les fiches 1 (utiliser une clé, pour bien serrer).

Positionner le circuit imprimé 4 (le composant étant soudé au préalable) : le composant au-dessus.

Note : ce circuit n'est pas livré, il est proposé sous les réf. 10343 (circuits dipôles par lot de 10) et 10344 (circuits quadripôles par lot de 10).

Visser les canon-douilles 5 pour bloquer le circuit imprimé 4.

Capoter l'ensemble avec le couvercle translucide 6.

Enclipser 6 sur 2.

PIERRON Entreprise – 2, rue Gutenberg – BP80609 – 57206 SARREGUEMINES CEDEX

Tél. 0 825 37 38 39 – Fax 03.87.98.45.91

e-mail : EDUCATION-France@pierron.fr – Internet : <http://www.pierron.com>